



Allarme di centrale a led

IDENTIFICAZIONE

- Visualizzazione LED di segnali d'allarme generati dalla centrale di primo stadio
- 5 ingressi digitali ON/OFF: rampa sinistra scarica, rampa destra scarica, terza fonte scarica, minima pressione di distribuzione, massima pressione di distribuzione
- 1 ingresso sensore di Namur: visualizzazione rampa in funzione
- Interfaccia RS 485 integrata per connessione a sistemi di telegestione
- Possibilità di collegare più moduli identici assieme tramite cavo twistato in configurazione MASTER/ SLAVE
- Segnali di allarme visivi ad alta luminosità
- Segnali di allarme acustici ripristinabili automaticamente
- Pulsante per tacitazione suoneria e pulsante di test
- Led verde di segnalazione presenza alimentazione
- Riporto del cumulativo allarmi tramite relè (contatto pulito)
- Telegestione tramite protocollo MODBUS-RTU
- Sistema con microcontrollore interno



MARCATURA CE

Organismo Notificato: CE 0476

Marcatrice CE in classe di rischio II B secondo Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 "Attuazione della Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici" e s.m.i.

Marcatrice CE in conformità alla Direttiva 108/2004/CE EMC

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

UNI EN ISO 7396-1: "Impianti di distribuzione dei gas medicali - Parte 1: Impianti di distribuzione gas medicali compressi e per vuoto"

EN 60601-1: "Apparecchi elettromedicali - Norme generali per la sicurezza"

EN 60601-1-2: "Apparecchi elettromedicali - Compatibilità elettromagnetica"

EN 60601-1-8: "Sistemi di allarme per apparecchiature elettromedicali"

*La validità delle norme è riferita all'anno in corso

- Alimentazione elettrica: 24 V AC - 50 Hz - 4 VA
- Grado di protezione scatola di contenimento: IP56
- Visualizzazione segnale sorgente in funzione
- Fusibile di protezione integrato
- Relè 500 mA max 24 V
- Dimensioni allarme, imballo, peso: (cod. **AQ-2521-0001**): 16 x 12 x 20 cm, scatola, 0.7 Kg
- Soggetto a decreto RAEE

CODICE	DESCRIZIONE	REGISTRAZIONE REPERTORIO D.M.	
		CND	D.M.
AQ-2521-0001	Allarme di centrale a led in scatola IP56 con ingressi pressostati	Z120309	961014/R

