



IDENTIFICAZIONE

- ▶ Allarme a LED per segnalazioni allarmi clinici di emergenza
- ▶ Possibilità di collegare più moduli identici assieme tramite un solo cavo twistato con configurazione master/slave
- ▶ Riporto del cumulativo allarmi tramite relè (contatto pulito)
- ▶ Fusibile di protezione integrato
- ▶ Segnalazioni di allarme visivi mediante led rossi lampeggianti ad alta luminosità
- ▶ Segnalazione di allarme acustico ripristinabile automaticamente
- ▶ Presenza di pulsanti per tacitazione suoneria e test
- ▶ Presenza di led verde per segnalazione presenza alimentazione elettrica
- ▶ Telegestione tramite protocollo MODBUS-RTU
- ▶ Disponibile in versione a 3 o 7 gas medicinali
- ▶ Versione a pannello per scatola da incasso o installabile direttamente su carpenterie predisposte
- ▶ Sistema con microcontrollore interno



MARCATURA CE

Organismo notificato: CE 0476

Marcatura CE in classe di rischio II B secondo Decreto Legislativo 24 febbraio n° 46 "Attuazione della Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici" e s.m.i.

Marcatura CE in conformità alla Direttiva 108/2004/CE EMC

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

UNI EN ISO 7396-1: "Impianti di distribuzione dei gas medicali - Parte 1: Impianti di distribuzione dei gas medicali compressi e per vuoto"

EN 60601-1: "Apparecchi elettromedicali - Norme generali per la sicurezza"

EN 60601-1-2: "Apparecchi elettromedicali - Compatibilità elettromagnetica"

EN 60601-1-8: "Sistemi di allarme per apparecchiature elettromedicali"

* La validità delle norme è riferita all'anno in corso

- ▶ Gas: Vuoto, Ossigeno, Aria Medica, Protossido d'Azoto, Aria Strumentale, Anidride Carbonica, Aria SDEGA
- ▶ Temperatura di stoccaggio: -20 °C ÷ +60 °C
- ▶ Temperatura di utilizzo: +10 °C ÷ +40 °C
- ▶ Relè 500 mA max 24 V
- ▶ Collegamento master / slave con sistema BUS RS 485
- ▶ Tensione di alimentazione: 24 V AC - 50 Hz - 4 VA
- ▶ Fusibile 1 A (FAST) di protezione integrato
- ▶ Dimensioni scatola da incasso: (cod. **AQ-2100-0000**): 16,5 x 12 x 7,5 cm
- ▶ Dimensioni allarme, imballo, peso: (cod. **AQ-2504-x000**): 21,5 x 13 x 11 cm, sacchetto, 0,85 kg
- ▶ Soggetto a decreto RAEE

ALLARMI DI AREA (VERSIONE A PANNELLO)

CODICE	DESCRIZIONE	GAS	REGISTRAZIONE REPERTORIO D.M.	
			CND	D.M.
AQ-2504-3000	Allarme segnalazione min-MAX pressione di area (2 gas + Vuoto)	O ₂ , Vuoto, Aria Medica	Z120309	304004
AQ-2504-7000	Allarme segnalazione min-MAX pressione di area (6 gas + Vuoto)	O ₂ , Vuoto, Aria Medica, N ₂ O, Aria Strumentale/ Aria SDEGA, CO ₂	Z120309	304091

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
AQ-2100-0000	Scatola da incasso per scheda interfaccia allarmi area	sacchetto , 0,12 kg

