



Anneaux d'identification pour prises murales



DESCRIPTION

- ▶ Anneau pour prise murale de distribution de gaz médicaux de type AFNOR NF S 90-116 et NIST (pour air instruments)
- ▶ Réalisé en matériau plastique sérigraphié
- ▶ Indication du nom du gaz en italien et en anglais, symbole de référence et marquage CE relatif du fabricant du dispositif médical d'après les conventions conformes à la norme UNI EN ISO 9170-1
- ▶ Personnalisation sur demande avec ajout du logo du client
- ▶ Fourni avec système de fixation pour installation sur les plaques de fermeture PL-2301-1000 et PL-2302-xxxx

NORMES DE RÉFÉRENCE

ISO 9170-1: « Prises murales pour systèmes de distribution de gaz médicaux.
Partie 1 : Prises murales pour gaz médicaux comprimés et pour vide »

* La validité des normes se réfère à l'année en cours




CODE	GAZ	SYMBOLE	COULEUR	PRISES COMPATIBLES	EMBALLAGE		
					conditionnement	kg	pc
PL-23A0-100V	Vide	Vac	Jaune	AFNOR	sachet	0.004	1
PL-23A0-10O2	Oxygène	O ₂	Blanc	AFNOR	sachet	0.004	1
PL-23A0-10AC	Air médical	Air	Blanc - Noir	AFNOR	sachet	0.004	1
PL-23A0-1N2O	Protoxyde d'azote	N ₂ O	Bleu	AFNOR	sachet	0.004	1
PL-23A0-1CO2	Anhydride carbonique	CO ₂	Gris	AFNOR	sachet	0.004	1
PL-23N0-1AC8	Air pour instruments	Air-800	Blanc - Noir	NIST	sachet	0.004	1
PL-23A0-100N	Azote	N ₂	Noir	NIST	sachet	0.004	1
PL-23N0-10HE	Hélium	HE	Marron	NIST	sachet	0.004	1






Anneaux d'identification pour prises murales

DIMENSIONS



INSTALLATION SUR PAROI TECHNIQUE



LEGENDA:

1. Anneau d'identification
2. Prise AFNOR ou NIST (air pour instruments)
3. Extrudé AQ-3400-xxxx (sur demande)

