



Collettori in alta pressione e applicazione per pacchi bombola



IDENTIFICAZIONE

- ▶ Rampe a 2 posti valvola per la connessione di pacchi bombola alla centrale di decompressione
- ▶ Staffe a bandiera per il fissaggio delle rampe alla parete
- ▶ Valvole di intercettazione bombole con sistema di non ritorno
- ▶ Filettature di ingresso valvole gas specifiche secondo i regolamenti nazionali
- ▶ Carpenteria di supporto in acciaio verniciato
- ▶ Marcatura laser su apposita etichetta del lotto di produzione e del codice prodotto

MARCATURA CE

Organismo Notificato: 0426

Marcatura CE in classe di rischio II B secondo Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 "Attuazione della Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici" e s.m.i.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

UNI EN ISO 7396-1 "Impianti di distribuzione dei gas medicali
Parte 1: Impianti di distribuzione gas medicali compressi e per vuoto"

UNI EN ISO 15001 "Apparecchi per anestesia e ventilazione polmonare
- Compatibilità con l'ossigeno"

*La validità delle norme è riferita all'anno in corso

REGISTRAZIONE REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI

FABBRICANTE	D.M.	CND	GMDN
8636	618114	Z120309	47560

- ▶ Gas: Ossigeno, Aria medica
- ▶ Temperatura di stoccaggio e di utilizzo:
-20 °C ÷ +60 °C
- ▶ Pressione di prova: 220 bar

- ▶ Diametro tubazione collettore: Ø=10 x 2,5 mm
- ▶ Connessioni ingresso rampa: gas specifico
- ▶ Connessioni uscita rampa: W 21,7 x 1/14"






Collettori in alta pressione e applicazione per pacchi bombola

DIMENSIONI



RAMPA PER PACCHI BOMBOLA

**LEGENDA:**


- 1. Valvola ingresso con filettatura gas-specifica F
- 2. Connessioni in uscita W21,7 x 1/14"
- 3. Rampa a 2 posti per pacchi bombola

COLLETTORI IN ALTA PRESSIONE - APPLICAZIONE PER PACCHI BOMBOLA

CODICE	GAS	POSTI VALVOLA nr	CONNESSIONE IN INGRESSO		PRESSIONE DI IMPIEGO bar	CONFEZIONE		
			FILETTATURA F	NORMATIVA DI RIFERIMENTO		confezione	cm	kg
PF-42U2-10O2	O ₂	2	W 21,7 x 1/14"	UNI 11144	200	scatola	11 X 22 X 115	6
PF-42U2-10AC	Aria		W 30 x 1/14"					

**LEGENDA:**

- 1. Staffa a bandiera
- 2. Rampa a 2 posti per pacchi bombola



KIT STAFFA A BANDIERA

CODICE	CONFEZIONE	
	confezione	kg
KT-4202-3000	sacchetto	12

KIT ESTENSIONE STAFFA A BANDIERA

CODICE	CONFEZIONE	
	confezione	kg
KT-4202-3001	sacchetto	4

