

Display LED 4-20 mA

DESCRIPTION

- ▶ Alarme d'identification numérique d'une valeur analogique 4-20 mA
- ▶ Écran à digit LED
- ▶ Configuration de deux seuils d'alarme avec différentiel d'intervention et retard d'excitation du relai
- ▶ Indication de sonde non branchée ou en panne
- ▶ Sorties statiques de rapport de l'état d'alarme et de la sonnerie
- ▶ Présence d'un relai pour chaque seuil d'alarme
- ▶ BUS RS 485 intégré
- ▶ Led rouges pour signaux d'alarmes d'urgence
- ▶ Signal d'alarme sonore à réarmement automatique
- ▶ Présence de boutons de désactivation sonnerie
- ▶ Led vert de signal de la présence de l'alimentation électrique
- ▶ Programmation directe depuis menu à l'aide de touches



MARQUAGE CE

Organisme notifié : CE 0476

Marquage CE en classe de risque II B conformément au Décret législatif n°46 du 24 février 1997 « Application de la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux » et amendements successifs.

Marquage CE de conformité à la Directive 108/2004/CE EMC

NORMES DE RÉFÉRENCE

ISO 7396-1: "Systèmes de distribution des gaz médicaux. - Partie 1: Systèmes de distribution des gaz médicaux comprimés et de vide"

EN 60601-1: "Appareillages électro-médicaux – Normes générales de sécurité"

EN 60601-1-2: "Appareillages électro-médicaux – Compatibilité électromagnétique "

EN 60601-1-8: "Systèmes d'alarme pour appareillages électro-médicaux"

* La validité des normes se réfère à l'année en cours

- ▶ Gaz comprimés
- ▶ Température de stockage: -20°C à +60°C
- ▶ Température d'utilisation: +10°C à +40°C
- ▶ Conteneur DIN 43380 pour guide DIN 43380 de 4 unités
- ▶ Relai 1A max. 50 V
- ▶ Tension d'alimentation :
code **AQ-251D-H001** :
230 Vca – 50 Hz – 3,5 VA
Fusible 100 mA (RAPIDE)
code **AQ-251D-H002** :
24 Vca – 50 Hz – 3,5 VA
Fusible 1A (RAPIDE)
- ▶ Entrées 1 en courant 4-20 mA
- ▶ Portée maximale sorties d'alarme: 24 V20 mA
- ▶ Dimensions alarme, emballage et poids:
16,5 x 11 x 9 cm, boîte, 0,36 kg
- ▶ Soumis à la Directive 2012/19/UE 

CODE	DESCRIPTION	BOITE
AQ-251D-H001	Alarme écran à digit led signaux 4-20 mA, tension d'alimentation 230 V	16,5 x 11 x 9 cm 0,36 Kg
AQ-251D-H002	Alarme écran à digit led signaux 4-20 mA, tension d'alimentation 24 V	16,5 x 11 x 9 cm 0,36 Kg