



Embouts BRITISH BS 5682



DESCRIPTION

- ▶ Embouts pour prises murales de distribution de gaz médicaux, vide et air pour instruments de type BS 5682
- ▶ Au besoin, fournis avec embout droit, embout coudé à 90°, filetage G 1/4 F
- ▶ Dispositif anti-retour intégré (raccord Vide exclu)
- ▶ Filetage G 1/4" M pour raccord de branchement direct des accessoires (aspirateurs, débitmètres, etc.)
- ▶ Réalisés en laiton nickelé
- ▶ Marquage laser du lot de production

MARQUAGE CE

Organisme notifié : CE 0426

Marquage CE en classe de risque II B conformément au Décret législatif n°46 du 24 février 1997 « Application de la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux » et amendements successifs

NORMES DE RÉFÉRENCE

ISO 9170-1: "Prises murales pour systèmes de distribution de gaz médicaux. Partie 1 : Prises murales pour gaz médicaux comprimés et pour vide"

ISO 7396-1: "Systèmes de distribution des gaz médicaux - Partie 1 : Systèmes de distribution des gaz médicaux comprimés et de vide"

BS 5682: "Spécifications pour les sondes (connecteurs rapides) pour utilisation avec systèmes de canalisation de gaz médical"

ISO 15001: "Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire. Compatibilité avec l'oxygène"

HTM 02-01: " Medical gas pipeline systems"

* La validité des normes se réfère à l'année en cours









Embouts BRITISH BS 5682

DIMENSIONS



G 1/4" FEMELLE





G 1/4" MALE



EMBOUT A 90°



EMBOUT DROIT



- ▶ Gaz: Vide, Oxygène et Air médical MA-4
- ▶ Température de stockage: -20 °C ÷ +60 °C

- ▶ Température d'utilisation: +10 °C ÷ +40 °C
- ▶ Connexion au raccord avec tuyau flexible
Øi = 6 ÷ 6.5 mm

CODE				GAZ	PRESSION NOMINALE bar	EMBALLAGE		
						 conditionnement	 kg	 pc
PF-06BF-00O2	PF-06BF-20O2	PF-06BP-00O2	PF-06BP-10O2	O ₂	4 ^{+1.0} _{-0.0}	sachet	0.15	1
PF-06BF-000V	PF-06BF-200V	PF-06BP-000V	PF-06BP-100V	Vide	≤ -0.4	sachet	0.15	1
PF-06BF-00AC	PF-06BF-20AC	PF-06BP-00AC	PF-06BP-10AC	MA-4	4 ^{+1.0} _{-0.0}	sachet	0.15	1
PF-06BF-0N2O	PF-06BF-2N2O	PF-06BP-0N2O	PF-06BP-1N2O	N ₂ O	4 ^{+1.0} _{-0.0}	sachet	0.15	1
PF-06BF-0AC8	PF-06BF-2AC8	PF-06BP-0AC8	PF-06BP-1AC8	MA-7	7 ^{+2.0} _{-1.0}	sachet	0.15	1

