



Filtres microbiologiques

DESCRIPTION

- ▶ Filtre microbiologique d'aspiration endocavitaire
- ▶ Membrane constituée d'une couche en fibre de verre soumise à un traitement antibactérien et antiviral sur support polymérique renforcé
- ▶ Filtre logé à l'intérieur d'une coque thermo-soudée en matériau plastique transparent gage de visibilité constante
- ▶ Coque spécialement profilée pour pouvoir être placée à l'intérieur des bouches de drainage MD d'une capacité de 500 cc (PF-4100-1000) et de 150 cc (PF-4100-2000)
- ▶ Changement rapide, sûr et simple du filtre du bocal de drainage (sans risque de contamination bactérienne pour l'opérateur)
- ▶ Absence de sensibilité à l'action des rayons UV



MARQUAGE CE


Marquage CE en classe de risque I conformément au Décret législatif n°46 du 24 février 1997 « Application de la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux » et amendements successifs



NORMES DE RÉFÉRENCE

ISO 10079-3: "Appareils d'aspiration médicale – Appareils d'aspiration alimentés par une source de vide ou de pression"


*La validité des normes se réfère à l'année en cours.





Filtres microbiologiques

DIMENSIONS



- Changement du filtre prévu avant chaque nouveau patient ou au maximum chaque 30 jours pour certaines applications particulières
- Diamètre filtre: 50 mm
- Efficacité antibactérienne et antivirale: 99,999%
- Pression nominale de service: $\leq -0,4$ bar
- Péréemption: 5 ans

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE			
		type	cm	kg	pz
KT-2800-0000	Filtre bocal d' aspiration (paquet 10 pièces)	boîte	13.5 x 7.5 x 7.5	0.29	10
KT-2800-1000	Filtre bocal d' aspiration sans pièce filtrant (paquet 10 pièces) (paquet 10 pièces)	boîte	13.5 x 7.5 x 7.5	0.29	10
MP-3800-0000	Elemento filtrante antibatterico $\varnothing = 50$ mm in fibra di vetro (confezione da 100 pezzi)	sachet	10.0 x 10.0 x 5.0	0.10	100

