



Filtri microbiologici

IDENTIFICAZIONE

- ▶ Filtro microbiologico per aspirazione endocavitaria
- ▶ Membrana realizzata con strato in fibra di vetro sottoposta a trattamento antibatterico e antivirale su supporto polimerico rinforzato
- ▶ Filtro inserito all'interno di un apposito guscio termosaldato in materiale plastico trasparente che ne consente la costante visibilità
- ▶ Guscio appositamente sagomato per l'inserimento all'interno dei vasi di raccolta MD di capacità 500 cc (PF-4100-1000) e 150 cc (PF-4100-2000)
- ▶ Sostituzione rapida, sicura e semplice del filtro dal vaso di raccolta salvaguardando l'operatore dalla contaminazione batterica
- ▶ Assenza di sensibilità all'azione dei raggi UV



MARCATURA CE


Marcatura CE in classe di rischio I secondo Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 " Attuazione della Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici" e s.m.i.



NORMATIVE DI RIFERIMENTO

UNI EN ISO 10079-3 : " Aspiratori per uso medico – Aspiratori azionati da una sorgente di vuoto o di pressione"

* La validità delle norme è riferita all'anno in corso



REGISTRAZIONE REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI


FABBRICANTE	D.M.	CND	GMDN
8636	883696/R	Z120309	44809





Filtri microbiologici

DIMENSIONI



- Sostituzione filtro prevista ad ogni cambio paziente o al più ogni 30 giorni in caso di applicazioni speciali
- Diametro filtro: 50 mm
- Efficienza antibatterica e antivirale: 99.999 %
- Pressione nominale di lavoro: ≤ -0.4 bar
- Scadenza: 5 anni
- Filtri forniti in confezioni da dieci pezzi

CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLO			
		confezione	cm	kg	pz
KT-2800-0000	Filtro per vasetto aspiratore (in confezione da 10 pezzi)	scatola	13.5 x 7.5 x 7.5	0.29	10
KT-2800-1000	Filtro per vasetto aspiratore senza elemento filtrante (in confezione da 10 pezzi)	scatola	13.5 x 7.5 x 7.5	0.29	10
MP-3800-0000	Elemento filtrante antibatterico $\varnothing = 50$ mm in fibra di vetro (confezione da 100 pezzi)	sacchetto	10.0 x 10.0 x 5.0	0.10	100

