



Flussimetri per ossigenoterapia in versione da barra

IDENTIFICAZIONE

- ▶ Flussimetri per la misurazione del flusso dei gas medicali per impianti centralizzati
- ▶ Corpo in ottone nichelato
- ▶ Disponibili in versione singola o doppia
- ▶ Predisposti per essere collegati ad un innesto per la connessione diretta all'unità terminale di distribuzione gas medicali
- ▶ Staffa per il fissaggio su barra porta accessori o su supporto murale
- ▶ Filtro posizionato all'ingresso della buretta per la protezione del paziente e del flussimetro
- ▶ Regolazione del flusso del gas attraverso volantino
- ▶ Lettura immediata della portata distribuita attraverso la scala graduata riportata sulla buretta
- ▶ Marcatura laser sul corpo del flussimetro del lotto di produzione
- ▶ Tubazione flessibile a norma ISO 5359 di lunghezza standard L=1,5 m



MARCATURA CE

Organismo notificato 0426

Marcatura CE in classe di rischio II A secondo Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 "Attuazione della Direttiva 93/42/CEE, concernente i Dispositivi Medici" e s.m.i.

Innesti:

Vedi scheda "Innesti per unità terminali" sezione "Unità terminali"

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

UNI EN ISO 15002: "Dispositivi per la misurazione del flusso per il collegamento alle unità terminali degli impianti di distribuzione dei gas medicali"

UNI EN ISO 15001: "Apparecchi per anestesia e ventilazione polmonare. Compatibilità con l'ossigeno"

UNI EN ISO 5359: "Tubi flessibili per bassa pressione per l'utilizzo con i gas medicali"

*La validità delle norme è riferita all'anno in corso



REGISTRAZIONE REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI

FABBRICANTE	D.M.	CND	GMDN
8636	99418/R	Z12159099	37132

- ▶ Gas: Ossigeno, Aria, CO₂
- ▶ Scala di misura: 0 ÷ 15 l/min
- ▶ Precisione di misura: ± 10%
- ▶ Portata massima: 20 l/min
- ▶ Limiti pressione di alimentazione:
P_{min} = 400 kPa; P_{max} = 500 kPa
- ▶ Temperatura di utilizzo: +10 °C ÷ +40 °C
- ▶ Temperatura di stoccaggio: -20 °C ÷ +60 °C


- ▶ Attacco all'umidificatore: 1/4" umidificatore autoclavabile; 9/16" umidificatore monouso
- ▶ Risoluzione: 0,5 l/min tra 0 e 6 l/min
- ▶ Risoluzione: 1 l/min tra 6 l/min e 15 l/min
- ▶ Filtro sinterizzato in ingresso con grana 24 µm
- ▶ Flussimetro singolo cod. **PF-2670-yyyy**
Confezione, dimensioni: Scatola, 18,5 x 16,5 x 5,5 cm
- ▶ Flussimetro doppio cod. **PF-2650-yyyy**
Confezione, dimensioni: Scatola, 21 x 19 x 17,5 cm





Flussimetri per ossigenoterapia in versione da barra

DIMENSIONI



LEGENDA:

1. Flussimetro (vedi scheda "Flussimetri per ossigenoterapia")
2. Supporto da barra per flussimetro singolo
3. Sdoppiatore da barra per flussimetri
4. (opzionale) Innesto con portagomma a 90° (gas specifico) (disponibili innesti con portagomma dritto)
5. (opzionale) Slitta di supporto murale
6. (opzionale) Morsetto universale da barra
7. (opzionale) Barra porta accessori

FLUSSIMETRI

TIPO	GAS	CODICE	CONNESSIONE IN USCITA	IMBALLO		
				confezione	kg	pz
Flussimetro da barra singolo	Ossigeno	PF-2670-14O2	G 1/4"	scatola	0.21	1
		PF-2670-96O2	9/16"	scatola		
	Aria Medica	PF-2670-14AC	G 1/4"	scatola	0.21	1
		PF-2670-96AC	9/16"	scatola		
Flussimetro da barra doppio	Anidride Carbonica	PF-2670-14CO	G 1/4"	scatola	0.21	1
		PF-2670-96CO	9/16"	scatola		
	Ossigeno	PF-2650-14O2	G 1/4"	scatola	0.51	1
		PF-2650-96O2	9/16"	scatola		
	Aria Medica	PF-2650-14AC	G 1/4"	scatola	0.51	1
		PF-2650-96AC	9/16"	scatola		
	Anidride Carbonica	PF-2650-14CO	G 1/4"	scatola	0.51	1
		PF-2650-96CO	9/16"	scatola		

INNESTI PER FLUSSIMETRI CON PORTAGOMMA A 90° (OPZIONALI)

GAS	CODICI / NORMATIVA DI RIFERIMENTO			
	AFNOR NF S 90-116	UNI 9507	DIN 13260-2	BS 5682
Ossigeno	PF-06AP-00O2	PF-06UP-00O2	PF-06DP-00O2	PF-06BP-00O2
Aria medica	PF-06AP-00AC	PF-06UP-00AC	PF-06DP-00AC	PF-06BP-00AC
Anidride Carbonica	PF-06AP-00CO2	PF-06UP-00CO2	PF-06DP-00CO2	-

SISTEMI DI FISSAGGIO PER ACCESSORI (OPZIONALI)

CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLO	
		confezione	kg
PF-2900-6000	Morsetto universale da barra 25-35 mm	sacchetto	0.09
PF-2900-5000	Slitta di supporto murale	sacchetto	0.09

