



Innesti DIN 13260-2



IDENTIFICAZIONE

- ▶ Innesti per unità terminali di distribuzione gas medicali, vuoto tipo DIN 13260-2
- ▶ Possibilità di fornitura con portagomma dritto, portagomma a 90°, filettatura G 1/4 F
- ▶ Dispositivo di non ritorno integrato (escluso innesto Vuoto)
- ▶ Filettatura G 1/4" M per innesto dedicato alla connessione diretta con accessori (aspiratori, flussimetri)
- ▶ Realizzazione in ottone nichelato
- ▶ Marcatura laser del lotto di produzione

MARCATURA CE

Organismo notificato: CE 0426

Marcatura CE in classe di rischio II B secondo Decreto Legislativo

24 febbraio n° 46 "Attuazione della Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici" e s.m.i.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

UNI EN ISO 9170-1: "Unità terminali per impianti di distribuzione dei gas medicali.

Parte 1: Unità terminali per l'utilizzo con gas medicali compressi e vuoto"

UNI EN ISO 7396-1: "Impianti di distribuzione dei gas medicali -

Parte 1: Impianti di distribuzione dei gas medicali compressi e per vuoto"

DIN 13260-2: "Supply systems for medical gases – Part 2: Dimensions and allocation of probes and gas-specific connection points for terminal units for compressed medical gases and vacuum"

UNI EN ISO 15001: "Apparecchi per anestesia e ventilazione polmonare. Compatibilità con l'ossigeno"

* La validità delle norme è riferita all'anno in corso

REGISTRAZIONE REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI


FABBRICANTE	D.M.	CND	GMDN
8636	93004/R	Z120309	36124






DIMENSIONI



G 1/4" FEMMINA





G 1/4" MASCHIO



PORTAGOMMA 90°



PORTAGOMMA DRITTO



- ▶ Gas: Vuoto, Ossigeno, Aria Medica, Anidride Carbonica, Protossido d'Azoto
- ▶ Temperatura di stoccaggio: -20 °C ÷ +60

- ▶ Temperatura di utilizzo: +10 °C ÷ +40 °C
- ▶ Connessione a porta gomma con tubo flessibile Øi = 6 ÷ 6.5 mm

CODICI				GAS	FORMA	PRESSIONE NOMINALE bar	IMBALLO		
							confezione	kg	pz
PF-06DF-00O2	PF-06DF-20O2	PF-06DP-00O2	PF-06DP-10O2	O ₂	⬡	4 ^{+1.0} _{-0.0}	sacchetto	0.10	1
PF-06DF-000V	PF-06DF-200V	PF-06DP-000V	PF-06DP-100V	Vuoto	⬢	≤ -0.4	sacchetto	0.10	1
PF-06DF-00AC	PF-06DF-20AC	PF-06DP-00AC	PF-06DP-10AC	Aria	⬢	4 ^{+1.0} _{-0.0}	sacchetto	0.10	1
PF-06DF-0N2O	PF-06DF-2N2O	PF-06DP-0N2O	PF-06DP-1N2O	N ₂ O	⬢	4 ^{+1.0} _{-0.0}	sacchetto	0.10	1
PF-06DF-0CO2	PF-06DF-2CO2	PF-06DP-0CO2	PF-06DP-1CO2	CO ₂	⬡	4 ^{+1.0} _{-0.0}	sacchetto	0.10	1

