



Rampes à haute pression et application pour cadres de bouteilles



DESCRIPTION

- ▶ Rampes pour le raccordement de sources gazeuses à haute pression à la centrale de décompression
- ▶ Modularité: de une à cinq bouteilles
- ▶ Vannes de sectionnement bouteilles avec système anti-retour
- ▶ Filetages d'arrivée vannes gaz spécifiques conformes à la réglementation nationale
- ▶ Structure de soutien galvanisée et peinte
- ▶ Marquage laser sur étiquette du lot de production et du code produit

MARQUAGE CE

Organisme notifié: 0426

Marquage CE en classe de risque II B conformément au Décret législatif n°46 du 24 février 1997 «Application de la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux» et amendements successifs

NORMES DE RÉFÉRENCE

ISO 7396-1: "Systèmes de distribution des gaz médicaux. - Partie 1: Systèmes de distribution des gaz médicaux comprimés et de vide "

ISO 15001: "Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire – Compatibilité avec l'oxygène"

* La validité des normes se réfère à l'année en cours

- ▶ Gaz: Oxygen, Air, Medical Air
- ▶ Température de stockage et d'utilisation: -20 °C ÷ +60 °C
- ▶ Pression de test: 220 bar


- ▶ Diamètre tuyau rampe: Ø=10 x 2,5 mm
- ▶ Raccords d'arrivée rampe: gaz spécifique
- ▶ Raccords de sortie rampe: W 21.7 x 1/14"





Rampes à haute pression et application pour cadres de bouteilles

DIMENSIONS





LEGENDA:

1. Vanne d'arrivée à filetage standard gaz
2. Raccord en sortie W21.7 x 1/14"
3. Rampe pour bouteilles avec 2 sources


RAMPES HAUTE PRESSION – APPLICATION POUR CADRES DE BOUTEILLES

CODE	GAZ	SIÈGES #	CONNEXION EN ARRIVÉE		PRESSION D'UTILISATION bar	EMBALLAGE		
			FILETAGE ARRIVÉE / SORTIE	STANDARD		conditionnement	cm	kg
PF-42U2-10O2	O ₂	2	W 21,7 x 1/14"	UNI 11144	200	boîte	11 X 22 X 115	6
PF-42U2-10AC	Air		W 30 x 1/14"					



LEGENDA:

1. Étrier de fixation
2. Rampe pour bouteilles 2 sièges



KIT ÉTRIER DE FIXATION

CODE	EMBALLAGE	
	conditionnement	kg
KT-4202-3000	sachet	12

KIT EXTENSION ÉTRIER DE FIXATION

CODE	EMBALLAGE	
	conditionnement	kg
KT-4202-3001	sachet	4

