



Sdoppiatori per unità terminali



IDENTIFICAZIONE

- ▶ Sdoppiatori per unità terminali di distribuzione gas medicali tipo UNI 9507, AFNOR NF S 90-116
- ▶ Realizzazione corpo sdoppiatore in alluminio cromato
- ▶ Realizzazione terminali in ottone nichelato
- ▶ Marcatura laser del lotto di produzione

NOTA: L'impiego dello sdoppiatore deve essere subordinato alla gestione dei rischi relativa alle prestazioni dell'impianto al quale viene applicato

MARCATURA CE

Organismo notificato: CE 0426

Marcatura CE in classe di rischio II B secondo Decreto Legislativo 24 febbraio n° 46 "Attuazione della Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici" e s.m.i.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

UNI EN ISO 9170-1: "Unità terminali per impianti di distribuzione dei gas medicali - Parte 1: Unità terminali per l'utilizzo con gas medicali compressi e vuoto"

UNI EN ISO 7396-1: "Impianti di distribuzione dei gas medicali - Parte 1: Impianti di distribuzione dei gas medicali compressi e per vuoto"

AFNOR NF S 90-116: "Materiel medico-chirurgical – Prises murales et fiches correspondantes pour fluides medicaux"

UNI 9507: "Impianti di distribuzione dei gas per uso medico. Unità terminali"

UNI EN ISO 15001: "Apparecchi per anestesia e ventilazione polmonare. Compatibilità con l'ossigeno"

*La validità delle norme è riferita all'anno in corso

REGISTRAZIONE REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI

FABBRICANTE	D.M.	CND	GMDN
8636	93004/R	Z120309	36124

- ▶ Gas: Vuoto, Ossigeno, Aria Medica
- ▶ Temperatura di stoccaggio: -20 °C ÷ +60 °C
- ▶ Temperatura di utilizzo: +10 °C ÷ +40 °C









Sdoppiatori per unità terminali

DIMENSIONI

SDOPPIATORE PER UNITA' TERMINALI TIPO AFNOR NF S 90-116



SDOPPIATORE PER UNITA' TERMINALI TIPO UNI 9507



SDOPPIATORE PER UNITA' TERMINALI ATTACCO DIRETTO A MURO

GAS	CODICE / NORMATIVA			PRESSIONE NOMINALE bar	IMBALLO	
	AFNOR NF-S 90-116	UNI 9507	NIST		confezione sacchetto	kg
Ossigeno	PF-36AF-0002	PF-36UF-0002	-	4 ^{+1,0} _{-0,0}	sacchetto	0.45
Vuoto	PF-36AF-000V	PF-36UF-000V	-	≤ -0,4	sacchetto	0.45
Aria Medica	PF-36AF-00AC	PF-36UF-00AC	-	4 ^{+1,0} _{-0,0}		
Aria Strumentale	-	-	PF-36NF-0AC8	8 ^{+2,0} _{-0,0}		

SDOPPIATORE PER UNITA' TERMINALI CON PREDISPOSIZIONE KIT DA BARRA

GAS	CODICE / NORMATIVA			PRESSIONE NOMINALE bar	IMBALLO	
	AFNOR NF-S 90-116	UNI 9507	NIST		confezione sacchetto	kg
Ossigeno	PF-36AF-1002	PF-36UF-1002	-	4 ^{+1,0} _{-0,0}	sacchetto	0.39
Vuoto	PF-36AF-100V	PF-36UF-100V	-	≤ -0,4	sacchetto	0.39
Aria Medica	PF-36AF-10AC	PF-36UF-10AC	-	4 ^{+1,0} _{-0,0}	sacchetto	0.39
Aria strumentale			PF-36NF-1AC8	8 ^{+2,0} _{-0,0}	sacchetto	0.39

* Kit tubazione e innesto non inclusi, vedi scheda "Sistemi di fissaggio per accessori"

