



Sistemi di fissaggio da esterno per unità terminali



IDENTIFICAZIONE

- ▶ Fondello per applicazioni da esterno per l'installazione di unità terminali di distribuzione gas medicali ed evacuazione gas anestetici (modello per sistema con soffiante centralizzata)
- ▶ Dotazione di coperchio di chiusura del fondello con bassorilievo per etichetta adesiva di identificazione gas
- ▶ Realizzazione in plastica ABS di colore bianco con predisposizione di inserti filettati per il fissaggio delle unità terminali
- ▶ Modularità che consente il fissaggio di più fondelli in serie

FONDELLO DA ESTERNO

CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLO		
		confezione	kg	pz
PF-2100-4000	Fondello per unità terminali da esterno	sciolta	0.14	1





ETICHETTE DI IDENTIFICAZIONE GAS

CODICE	GAS	SIMBOLO	COLORE	IMBALLO	
				confezione	pz
ET-2100-000V	Vuoto	Vac	Giallo	sacchetto	1
ET-2100-00O2	Ossigeno	O ₂	Bianco	sacchetto	1
ET-2100-00AC	Aria Medica	Air	Bianco - Nero	sacchetto	1
ET-2100-0N2O	Protossido d'Azoto	N ₂ O	Blu	sacchetto	1
ET-2100-0CO2	Anidride Carbonica	CO ₂	Grigio	sacchetto	1
ET-2100-0AC8	Aria Strumentale	Air-800	Bianco - Nero	sacchetto	1
ET-2100-00EV	Evacuazione gas anestetici	AGSS	Magenta	sacchetto	1







DIMENSIONI



Etichetta identificazione gas
(ET-2100-0xxx)



LEGENDA:

1. Fondello PL-2100-4000 standard
2. Configurazione per prese AFNOR o NIST
3. Dicitura circolare PL-23A0-1xxx

