




Systèmes de fixation à encastrer pour prises murales

**BOITIER A ENCASTRER**

- ▶ Boîtier à encastrer pour l'installation de prises murales de distribution de gaz médicaux et d'évacuation de gaz d'anesthésie (modèle pour système à pompe centralisée)
- ▶ Dotés de bouchon jetable
- ▶ Réalisés en plastique ABS de couleur noire et dotés de raccords filetés de fixation des prises murales
- ▶ Modularité permettant la fixation de plusieurs boîtiers en série
- ▶ Possibilité de fermeture de l'application avec plaque en plastique ou en acier (sur demande)

DIMENSIONS**BOITIER A ENCASTRER**

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	
		conditionnement	kg
PF-2100-1000	Boîtier modulaire à encastrer avec couvercle jetable	en vrac	0.18

PLAQUES DE COUVERTURE EN ABS

- ▶ Plaque de couverture en plastique ABS blanc pour la fermeture du boîtier à encastrer
- ▶ Modularité permettant la fixation de plusieurs systèmes en série
- ▶ Possibilité de personnalisation avec différentes couleurs







Systèmes de fixation à encastrer pour prises murales



DIMENSIONS



LEGENDA::

1. Plaque PL-2301-1000 standard
2. Anneau de finition (fourni)
3. Configuration pour prises AFNOR ou NIST
4. Anneau d'identification PL-23A0-1xxx



PLAQUES DE COUVERTURE EN ABS

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE		
		conditionnement	kg	pc
PL-2301-1000	Plaque de couverture en ABS blanc	sachet	0.03	2

PLAQUES DE COUVERTURE INOX

- ▶ Plaque de couverture en acier inox AISI 304 pour la fermeture du boîtier à encastrer
- ▶ Finition externe satinée
- ▶ Fournies avec pellicule de protection
- ▶ Prévus pour la fixation murale avec système vis-cheville
- ▶ Possibilité de personnalisation sur dessin du client

DIMENSIONS



PLAQUES DE COUVERTURE INOX

CODE	Nb PRISES	L mm	i mm	EMBALLAGE	
				conditionnement	kg
PL-2302-1000	1	120	69	en vrac	0.08
PL-2302-2000	2	220	169	en vrac	0.15
PL-2302-3000	3	320	269	en vrac	0.23
PL-2302-4000	4	420	369	en vrac	0.27
PL-2302-5000	5	520	469	en vrac	0.35
PL-2302-6000	6	620	569	en vrac	0.42

