




Systèmes de fixation et de canalisation pour prises murales



DESCRIPTION

- ▶ Goulotte constitué d'un fond et d'un couvercle à fermeture à pression pour l'installation de prises murales pour gaz médicaux ou pour l'installation d'armatures électriques
- ▶ Finition en aluminium anodisé ou peint en blanc RAL 9003
- ▶ Disponible en barres de longueur standard (l = 6,2 m) ou en éléments de longueur personnalisée
- ▶ Personnalisation avec perçages sur dessin (kit externe)
- ▶ Éventuellement fournis avec installation de tuyaux et prises murales



DESCRIPTION	CODES / FINITIONS		L mm	EMBALLAGE	
	ANODISÉ	PEINT EN BLANC		conditionnement	kg
Goulotte de fond (L = 6,2 m)	AQ-3400-A001	AQ-3400-B001	—	en vrac	1.77 kg/m
Goulotte de couverture (L = 6,2 m)	AQ-3400-A002	AQ-3400-B002	—	en vrac	0.56 kg/m
Fermeture latérale droite	AQ-3400-A003	AQ-3400-B003	—	en vrac	0.05 kg
Fermeture latérale gauche	AQ-3400-A004	AQ-3400-B004	—	en vrac	0.05 kg
Kit externe à 1 prise	KT-3400-1A00	KT-3400-1B00	130	en vrac	0.40 kg
Kit externe à 2 prises	KT-3400-2A00	KT-3400-2B00	260	en vrac	0.71 kg
Kit externe à 3 prises	KT-3400-3A00	KT-3400-3B00	400	en vrac	1.03 kg
Kit externe à 4 prises	KT-3400-4A00	KT-3400-4B00	540	en vrac	1.36 kg
Kit externe à 5 prises	KT-3400-5A00	KT-3400-5B00	680	en vrac	1.68 kg
Kit externe à 6 prises	KT-3400-6A00	KT-3400-6B00	820	en vrac	2.01 kg







Systèmes de fixation et de canalisation pour prises murales



DIMENSIONS



KIT EXTERNE



LEGENDA:

- 1. Kit externe pour 3 prises murales (prises murales non comprises)
- 2. Anneau d'identification PL-23A0-1xxx
(nécessaire pour compléter la configuration avec prises murales AFNOR NF S 90-116 ou NIST)

