


Tableaux pour solutions intégrées (groupes de détente et vannes de sectionnement)

COFFRAGES

- ▶ Tableau en version à encastrer pour l'installation combinée de détendeurs de ligne (modèle PF-05xx-yyyy ou PF-37xx-yyyy avec sectionnement de zone intégré) et vannes à bille de sectionnement pour le contrôle de l'état d4e service des systèmes de distribution des gaz médicaux.
- ▶ Porte à serrure et avec fenêtres transparentes en plexiglas à rompre pour chaque ligne de gaz/vide.
- ▶ Logement intégré pour carte d'alarme.
- ▶ Prévu pour branchement au nœud équipotentiel de mise à la terre.
- ▶ Tôle à jeter pour opérations d'encastrement.
- ▶ Possibilité de fourniture du tableau assemblé.
- ▶ Possibilité de personnalisation de la structure sur la base des besoins du client



DIMENSIONS



CODICE	N. Gaz	DIMENSIONS						EMBALLAGE		
		DIMENSIONS FINIES			DIMENSIONS ENCASTREMENT			conditionnement	cm	kg
		A mm	B mm	C mm	A1 mm	B1 mm	C1* mm			
CA-0501-3000	1 gaz + vide	530	680	30	430	580	100 ± 5	carton	57 x 72 x 18	12.8
CA-0502-3000	2 gaz + vide	530	960	30	430	860	100 ± 5	carton	57 x 100 x 18	17.5
CA-0503-3000	3 gaz + vide	530	1240	30	430	1140	100 ± 5	carton	57 x 128 x 18	22.2
CA-0504-3000	4 gaz + vide	530	1520	30	430	1420	100 ± 5	carton	57 x 156 x 18	26.9

* profondeur d'encastrement: veiller à respecter les tolérances indiquées.

