




Tuyaux flexibles à basse pression

TUYAUX FLEXIBLES POUR GAZ MÉDICAUX


- ▶ Tuyau réalisé par procédé de co-extrusion de polymères thermoplastiques renforcés
- ▶ Matériaux sans cadmium ni latex
- ▶ Couleur d'identification du gaz distribué
- ▶ Marquage conforme à la norme UNI EN ISO 5359 avec indication du fournisseur, du gaz et de l'année de production
- ▶ Tuyau antistatique, sans substances grasses et physiologiquement inerte
- ▶ Finition superficielle brillante



NORMES DE RÉFÉRENCE

ISO 5359: "Flexibles de raccordement à basse pression pour utilisation avec gaz médicaux"

*La validité des normes se réfère à l'année en cours.



- ▶ Gaz : Vide, Oxygène, Air médical, Anhydride carbonique, Protoxyde d'azote
- ▶ Matériau : PVC contenant du DEHP avec insert textile
- ▶ Durée du produit : 5 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur le produit
- ▶ Pression d'éclatement : 56 bars à 23°C

- ▶ Température d'utilisation : -10°C à +40°C
- ▶ Pression maximale de service : 1400 Kpa
- ▶ Résistivité électrique maximale : $5 \times 10^4 \Omega \cdot m$
- ▶ Stérilisable dans l'oxyde d'éthylène (EtO)

TUYAUX FLEXIBLES POUR GAZ MÉDICAUX

CODE	GAZ	COULEUR	d mm	t mm	LONG. ROULEAU	EMBALLAGE	
						conditionnement	kg
AQ-3200-0002	Oxygène	Blanc	$6,7 \pm 0,15$	$3 \pm 0,2$	50	sachet	5.74
AQ-3200-00AC	Air médical	Blanc – Noir	$6,7 \pm 0,15$	$3 \pm 0,2$	50	sachet	5.74
AQ-3200-0N2O	Protoxyde d'azote	Bleu	$6,7 \pm 0,15$	$3 \pm 0,2$	50	sachet	5.74
AQ-3200-0CO2	Anhydride carbonique	Gris	$6,7 \pm 0,15$	$3 \pm 0,2$	50	sachet	5.74
AQ-3200-000V	vide	Jaune	$6,7 \pm 0,15$	$3 \pm 0,2$	50	sachet	5.74
AQ-3200-100V	vide	Jaune	$8,0 \pm 0,2$	$3 \pm 0,3$	50	sachet	6.51





Tuyaux flexibles à basse pression

TUYAUX FLEXIBLES EN SILICONE POUR ASPIRATION

- ▶ Tuyau transparente en silicone à 100% à usage médical externe anti-adhérent: prévient incrustations et coagulations
- ▶ Stérilisation en autoclave à 135°C – 2,2/2,5 bar ; à air chaud à 200°C; aux rayons gamma
- ▶ Élasticité 51%
- ▶ Dimensions: Ø int. = 7 mm, épaisseur 3 mm





TUYAUX FLEXIBLES EN SILICONE POUR ASPIRATION

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	
		 conditionnement	 kg
AQ-320V-0713	Tuyau lisse 7x13 mm en silicone pour aspiration	rouleau 30 m	3.20

TUYAUX SPIRALÉS FLEXIBLES POUR ÉVACUATION DE GAZ D'ANESTHÉSIE

- ▶ Tuyau en PVC plastifié à spirale de renfort en PVC rigide antichoc
- ▶ Couleur : gris
- ▶ Température d'utilisation : -10°C à +50°C
- ▶ Surface interne lisse / Surface externe plissée



TUYAUX SPIRALÉS FLEXIBLES POUR ÉVACUATION DE GAZ D'ANESTHÉSIE

CODE	d	t min	t max	COURBURE mm	LONG. ROULEAU	EMBALLAGE	
	mm	mm	mm			 conditionnement	 kg
AQ-3200-00EV	16	0,8	2,4	22	30	sachet	3,48
AQ-3200-10EV	22	0,8	2,4	28	30	sachet	4,35

