



Unità terminali per aria strumentale

IDENTIFICAZIONE

- ▶ Unità terminale per aria compressa alla pressione nominale di 8.0 bar ad uso strumentale
- ▶ Blocco di base fornito di codolo a saldobrasare con tenuta meccanica o di portagomma
- ▶ Blocco di base realizzato in ottone, dotato di dispositivo antiritorno che blocca il ritorno di flusso, fornito di tappo per le prove di tenuta
- ▶ Blocco di base predisposto per il collegamento al nodo equipotenziale
- ▶ Presa realizzata in ottone nichelato di conformazione specifica (NIST)
- ▶ Presa disponibile anche in versione maggiorata per applicazioni particolari
- ▶ Confezione comprensiva di N. 3 viti di fissaggio M5
- ▶ Possibilità di installazione a parete in scatola da incasso, da esterno, o su parete tecnica
- ▶ Marcatura laser del lotto di produzione e del codice prodotto



MARCATURA CE

Organismo notificato: CE 0426
Marcatura CE in classe di rischio II B secondo Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 "Attuazione della Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici" e s.m.i.



NORMATIVE DI RIFERIMENTO

UNI EN ISO 9170-1: "Unità terminali per impianti di distribuzione dei gas medicali. Parte 1: Unità terminali per l'utilizzo con gas medicali compressi e vuoto"

UNI EN ISO 5359: "Tubi flessibili per bassa pressione per l'utilizzo con i gas medicali "

UNI EN ISO 7396-1: "Impianti di distribuzione dei gas medicali - Parte 1: Impianti di distribuzione dei gas medicali compressi e per vuoto"

UNI EN ISO 15001: "Apparecchi per anestesia e ventilazione polmonare. Compatibilità con l'ossigeno"

* La validità delle norme è riferita all'anno in corso

REGISTRAZIONE REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI


FABBRICANTE
8636

D.M.
93004/R

CND
Z120309


GMDN
36124







DIMENSIONI

BASE CON CODOLO A SALDARE




BASE CON PORTAGOMMA



LEGENDA:


1. Blocco di base
2. Presa

INSTALLAZIONE IN PARETE TECNICA



LEGENDA:

1. Presa NIST per aria strumentale
2. Dicitura circolare PL-23N0-1AC8
3. Estruso AQ-3400-xxxx (su richiesta)
4. Base per aria strumentale
5. Nr. 3 Viti M5 (incluse nella confezione)



- ▶ GAS: Aria Strumentale
- ▶ Temperatura di stoccaggio: -20 °C ÷ +60 °C
- ▶ Temperatura di utilizzo: +10 °C ÷ +40 °C
- ▶ Pressione Nominale di esercizio: 8,0 ⁺²⁰/_{-1,0} bar

- ▶ Tenuta tra blocco di base e presa in NBR
- ▶ Connessione con tubo a saldare Øe= 10 mm
- ▶ Connessione a portagomma con tubo flessibile Øi= 6 ÷ 6,5 mm

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI		IMBALLO		
		A mm	B mm	confezione	kg	pz
PF-01US-0AC8	Blocco di base con codolo a saldare	-	-	sacchetto	0.21	1
PF-01UP-0AC8	Blocco di base con portagomma	-	-	sacchetto	0.21	1
PF-02NU-0AC8	Presa NIST standard	50	50 ÷ 55	sacchetto	0.17	1
PF-02NU-1AC8	Presa NIST maggiorata	56.5	56 ÷ 61	sacchetto	0.19	1

