


## Valvole di sezionamento per pensili

### IDENTIFICAZIONE

- ▶ Valvola di sezionamento a sfera a due vie a passaggio totale
- ▶ Corpo in ottone nichelato
- ▶ Apertura/chiusura con comando a leva con rotazione di 90°
- ▶ Possibilità di connessione alla rete gas medicali tramite:
  - tubo in rame a saldare  $\varnothing = 10$  mm
  - portagomma  $\varnothing = 8$  mm
  - portagomma  $\varnothing = 7$  mm
  - attacco rapido  $\varnothing = 4$  mm /  $\varnothing = 3$  mm
- ▶ Opzionale: supporto di fissaggio a 4 gas




### NORMATIVE DI RIFERIMENTO

**UNI EN ISO 7396-1:** "Impianti di distribuzione dei gas medicali  
- Parte 1: Impianti di distribuzione dei gas medicali compressi e per vuoto"

**UNI EN ISO 15001:** "Apparecchi per anestesia e ventilazione polmonare - Compatibilità con l'ossigeno"

\* La validità delle norme è riferita all'anno in corso



- ▶ Gas: Vuoto, Ossigeno, Aria Medica, Protossido d'azoto, Anidride Carbonica, Aria Strumentale, Azoto



- ▶ Temperatura di utilizzo:  $+10$  °C ÷  $+40$  °C
- ▶ Pressione nominale PN 10
- ▶ Temperatura di stoccaggio:  $-20$  °C ÷  $+60$  °C







# Valvole di sezionamento per pensili



VALVOLA SEZIONAMENTO PER PENSILI CON PORTAGOMMA Ø 7 mm; Ø 8 mm






VALVOLA SEZIONAMENTO PER PENSILI CON ATTACCO RAPIDO Ø 3 mm; Ø 4 mm



VALVOLA DI NON RITORNO F-F CON ATTACCO RAPIDO Ø 3 mm; Ø 4 mm,



SUPPORTO DI FISSAGGIO A 4 POSTI VALVOLA



SUPPORTO DI FISSAGGIO A 4 POSTI VALVOLA

CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLO	
		confezione	kg
KT-060P-0001	Supporto di fissaggio a 4 posti valvola	sacchetto	0,2

VALVOLE SEZIONAMENTO PER PENSILI

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI		IMBALLO	
		D DIAMETRO	A ATTACCO	confezione	kg
KT-060P-0002	Valvola di di sezionamento con portagomma	7 mm	24 mm	sacchetto	0,2
KT-060P-0003	Valvola di sezionamento con portagomma	8 mm	24 mm		
KT-060P-0004	Valvola di sezionamento con attacco rapido	3 mm*	20 mm		
KT-060P-0006	Valvola di sezionamento con attacco rapido	4 mm*	20 mm		

VALVOLA DI NON RITORNO F-F CON ATTACCO RAPIDO

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI		IMBALLO	
		D DIAMETRO	A ATTACCO	confezione	kg
KT-060P-1000	Valvola non ritorno F-F con attacco rapido	3 mm*	22,7 mm	sacchetto	0,2
KT-060P-2000	Valvola non ritorno F-F con attacco rapido	4 mm*	22,7 mm		

\*Diametro del tubo esterno per attacco rapido

