


## IDENTIFICATION

- ▶ Vannes à bille flottante à deux voies à passage total
- ▶ Corps en laiton nickelé
- ▶ Ouverture / fermeture à levier avec rotation de 90°
- ▶ Branchement au réseau avec :
  - tuyau en cuivre à souder  $\varnothing = 10$  mm
  - embout  $\varnothing = 8$  mm
  - embout  $\varnothing = 7$  mm
  - connexion rapide  $\varnothing = 4$  mm /  $\varnothing = 3$  mm
- ▶ Opt. étrier de fixation 4 gaz




## NORMES DE RÉFÉRENCE

**ISO 7396-1** : « Systèmes de distribution des gaz médicaux - Partie 1 : Systèmes de distribution des gaz médicaux comprimés et de vide »

**ISO 15001** : « Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire – Compatibilité avec l'oxygène »

\* La validité des normes se réfère à l'année en cours



- ▶ Gaz: Vide, Oxygène, Air Médical, Protoxyde d' azote, Dioxyde de Carbone Air pour instruments

- ▶ Température d'utilisation:  $+10$  °C ÷  $+40$  °C
- ▶ Pression nominale PN 10
- ▶ Température de stockage:  $-20$  °C ÷  $+60$  °C








# Vannes de sectionnement systèmes suspendus




VANNES DE SECTIONNEMENT POUR UNITE D'ALIMENTATION POUR UTILISATION MEDICALE AVEC EMBOUT Ø 7 mm; Ø 8 mm


VANNES DE SECTIONNEMENT POUR UNITE D'ALIMENTATION POUR UTILISATION MEDICALE A CONNEXION RAPIDE Ø 3 mm; Ø 4 mm



VANNE DE NON RETOUR F-F A CONNEXION RAPIDE Ø 3 mm; Ø 4 mm,



ETRIER DE FIXATION 4 SIEGES POUR VANNES



ETRIER DE FIXATION 4 SIEGES POUR VANNES

CODE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	
		conditionnement	kg
KT-060P-0001	Etrier de fixation 4 sièges pour vannes	sachet	0,2

## VANNES DE SECTIONNEMENT AVEC EMBOUT

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS		EMBALLAGE	
		D DIAM.	A CONNEXION	conditionnement	kg
KT-060P-0002	Vanne de sectionnement avec embout	7 mm	24 mm	sachet	0,2
KT-060P-0003	Vanne de sectionnement avec embout	8 mm	24 mm		
KT-060P-0004	Vanne de sectionnement à connexion rapide	3 mm*	20 mm		
KT-060P-0006	Vanne de sectionnement à connexion rapide	4 mm*	20 mm		

## VANNES DE NON-RETOUR F-F A CONNEXION RAPIDE

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS		EMBALLAGE	
		D DIAM.	A CONNEXION	conditionnement	kg
KT-060P-1000	Vanne de non-retour F-F à connexion rapide	3 mm*	22,7 mm	sachet	0,2
KT-060P-2000	Vanne de non-retour F-F à connexion rapide	4 mm*	22,7 mm		

\*Diamètre du tuyau externe pour connexion rapide

